

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/mio-cyclo-opaska-pulsometr-p-15425.html>



Mio Cyclo™ opaska pulsometr

Cena	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	nawigacja
Producent	Mio

Opis produktu

Opaska do pomiaru tętna Mio kompatybilna z wieloma urządzeniami min. nawigacje rowerowe firmy MIO
Trenuj skuteczniej z wysokiej jakości opaską tętna Mio. Noszona na klatce piersiowej podczas ćwiczeń, przesyła bezprzewodowo dane o tętnie do zgodnego urządzenia pracującego w technologiach ANT+ oraz Bluetooth.
Dla zwiększenia wygody pasek opaski został wykonany z miękkiego materiału. Rozmiar paska można dowolnie dopasowywać do ciała, dzięki czemu będzie się pewnie trzymał podczas ćwiczeń.

Łączność
Bluetooth
Bezprzewodowa 2,4 GHz ANT
Funkcje - Pomiar tętna
Zastosowanie - Rower, Bieganie, Fitness, Multisport
Dodatkowe informacje - Pasek na klatkę piersiową, służący do pomiaru pracy serca
Czujnik tętna z technologią ANT+ Wodoszczelność (standard IPX7)
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)
Kompatybilność z aplikacjami sportowymi
Opaska jest kompatybilna z urządzeniami wielu producentów współpracującymi w technologii ANT+ oraz Bluetooth takim jak Garmin, Mio, Polar, TomTom, Bontrager, Lezyne i wieloma innymi. Odporna na zakłócenia cyfrowa transmisja ANT+ oraz Bluetooth.
Wodoszczelność (standard IPX7)
Wytrzymała, wodoodporna obudowa czujnika (standard IPX7) sprawia, że opaskę można użytkować w każdych warunkach pogodowych. Ponadto bateria CR2032 w zestawie pozwoli Ci od razu korzystać z urządzenia.
Łatwa instalacja
Opaska jest kompatybilna z aplikacjami sportowymi współpracującymi z Bluetooth Smart min. Strava, Runkeeper, Runtastic Pro, Endomondo i wieloma innymi.
Uwaga !!! Opaskę parujemy w interfejsie aplikacji.
W jaki sposób instalujemy opaskę na ciele
1. Zwilż opaskę i umieść na klatce piersiowej.
2. Włącz bluetooth w telefonie a następnie uruchom aplikację.
3. Wyszukaj funkcję parowania czujników w aplikacji i sparuj opaskę.

[>KLIK> PDF PORÓWNANIE WSZYSTKICH MODELI MIOCYCLE DLA ROWERZYSTÓW < KLIK<](#)